oncosem

Trust in Every Drop



IFA
The BfArM
For health and safety

IVein


oncosem

Product Information

It's a closed needlefree extension set enabling safe and effective IV access for infusions of IV fluids, drugs and blood sampling.

Product Features

- Smooth, swabable needlefree connector

- Septum forming tight seal to protect against contamination

- Straight fluid pathway to make flushing more effective

- Split Septum

- Transparent housing to encourage complete and effective flushing

- DEHP free, Latex free

- Sterile & Single Use **(EO)**

Compatibility

- Compatible with all types of luer devices including all glass syringes

- Connects securely with all standard luerslip and luerlock syringes and connectors

- MRI/CT compatible

- Glass Syringe compatible

- Lipid & Blood

- Alcohol Resistant

- Cytotoxic Drug

Produkt informationen

Es ist ein geschlossenes, nadelfreies Verlängerungsset, das einen sicheren und effektiven IV-Zugang für die Infusion von Flüssigkeiten, Medikamenten und Blut bietet.

Produkt-Spezifikationen

- Leicht zu reinigender nadelfreier Anschluss

- Schutz vor Verunreinigungen durch Abdichtung

- Direkter Flüssigkeitsweg für einen effizienteren Fluss

- Geteiltes Septum

- Transparenter Körper für vollen und effizienten Durchfluss

- DEHP-frei, Latex-frei Steril & Einweg **(EO)**

Kompatibilität

- Kompatibel mit allen Arten von Luer-Geräten, einschließlich aller Glasspritzen.

- Sichere Verbindung mit allen Standard-Luerslip- und Luerlock-Spritzen und Konnektoren

- MRI/CT-kompatibel

- Glasspritzen-kompatibel

- Lipid- und Blut-kompatibel

- Beständig gegen Alkohol

- Kompatibel mit zytotoxischen Medikamenten

Gravity Flow Rate (ml/min)
Schwerkraft Durchflussrate (ml/min)

Weight (gr)
Gewicht (gr)

Priming Volume (ml)
Gravity Flow Rate (ml/min) Ansaugvolumen (ml)

Flow Rate per Lumen ml/min
Durchflussrate pro Lumen ml/min

Pressure Ressitance (psi)
Druckbelastbarkeit (psi)

Priming Volume per Lumen (ml)
Ansaugvolumen pro Lumen (ml)

Negative Needlefree Valve
Extension Set

Single Lumen Extension Set
with Negative Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-1LNG

70 (ml/min) | 45 psi | 0.225 ml
0.225(ml/min) | 3.5 gr | 0.225 ml



Double Lumen Extension Set
With NegativeNeedlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-2LNG

110 (ml/min) | 45 psi | 0.450 ml
55 (ml/min) | 7.4 gr | 0.225 ml



Triple Lumen Extension Set
With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-3LNG

135 (ml/min) | 45 psi | 0.675 ml
45 (ml/min) | 10.7 gr | 0.225 ml



Quart Lumen Extension Line
With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Vierlumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-4LNG

192 (ml/min) | 45 psi | 0.9 ml
48 (ml/min) | 13.45 gr | 0.225 ml



Five Lumen Extension Line
With Negative Pressure Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Fünflumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativdruck

ODEL050-5LNG

200 (ml/min) | 45 psi | 1.12 ml
40 (ml/min) | 19.36 gr | 0.225 ml



Single Lumen Extension Set
with Checkvalve with Negative Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-1LCV-NG

52 (ml/min) | 45 psi | 0.315 ml

52 (ml/min) | 4.9 gr | 0.315 ml



Double Lumen Extension Set
With Checkvalve With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-2CV-NG

92 (ml/min) | 45 psi | 0.630 ml

46 (ml/min) | 9.93 gr | 0.315 ml



Triple Lumen Extension Set
With Checkvalve With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsset Dreilumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-3LCV-NG

120 (ml/min) | 45 psi | 0.945 ml

40 (ml/min) | 14.53 gr | 0.315 ml



Quart Lumen Extension Set
With Check Valve With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsset Vierlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-4LCV-NG

144 (ml/min) | 45 psi | 1.26 ml

36 (ml/min) | 18.6 gr | 0.31 ml



Five Lumen Extension Set
With Check Valve With Negative Pressure Needlefree Valve

Verlängerungsset Fünflumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Negativdruck

ODEL050-5LCV-NG

175 (ml/min) | 45 psi | 1.57 ml

35 (ml/min) | 25.8 gr | 0.315 ml




Neutral Needlefree Valve
Extension Set

Single Lumen Extension Set
with Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-1LNEUT






Double Lumen Extension Set
With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-2L-NEUT






Triple Lumen Extension Set
With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-3LNEUT






Quart Lumen Extension Line
With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Vierlumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-4LNEUT






Five Lumen Extension Line
With Neutral Pressure Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Fünflumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutraldruck

ODEL050-5LNEUT






Single Lumen Extension Set
With Checkvalve With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-1LCV-NEUT






Double Lumen Extension Set
With Checkvalve With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-2CV-NEUT






Triple Lumen Extension Set
With Checkvalve With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Dreilumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-3LC-NEUT






Quart Lumen Extension Set
With Check Valve With Neutral Needlefree Valve

Verlängerungsset Vierlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-4LCV-LNEUT






Five Lumen Extension Set
With Check Valve With Neutral Pressure Needlefree Valve

Verlängerungsset Dreilumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Neutraldruck

ODEL050-5LCV-NEUT





Positive Needlefree Valve
Extension Set

Single Lumen Extension Set
with Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-1LP

60 (ml/min) | 30 psi | 0.3 ml
60 ml | 3.8 gr | 0.317(ml/min)



Double Lumen Extension Set
With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-2LP

106 (ml/min) | 30 psi | 0.634 ml
53 (ml/min) | 7.8 gr | 0.317 ml



Triple Lumen Extension Line
With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-3LP

150 (ml/min) | 30 psi | 0.951 ml
50 (ml/min) | 11.25 gr | 0.317 ml



Quart Lumen Extension Line
With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Vierlumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-4LP

160(ml/min) | 30 psi | 1.24 ml
40 (ml/min) | 15 gr | 0.31 ml



Five Lumen Extension Line
With Positive Pressure Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Fünflumig Mit Nadelfreiem Ventil Positivdruck

ODEL050-5LP


190 (ml/min) | 30 psi | 1.56 ml
38 (ml/min) | 20.3 gr | 0.317 ml



Single Lumen Extension Set
With Checkvalve With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Einlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-1LCV-P






Double Lumen Extension Set
With Checkvalve With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Doppellumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-2CV-P






Triple Lumen Extension Set
With Checkvalve With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Dreilumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Positivdruck

ODEL050-3LCV-P






Quart Lumen Extension Set
With Check Valve With Positive Needlefree Valve

Verlängerungsset Vierlumig Mit Rückschlagventil Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-4LCV-P






Five Lumen Extension Set
With Check Valve With Positive Pressure Needlefree Valve


Verlängerungsleitung Vierlumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-5LCV-P






Single Lumen T
Extension Set



TİVA
Single Lumen T Extension Set
With Negative Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL051-T1L-NG






TİVA
Single Lumen T Extension Set
With Neutral Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL051-T1L-NEUT






TİVA
Single Lumen T Extension Set
With Positive Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Einlumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL051-T1L-P





Double Lumen T
Extension Set



TİVA
Double Lumen T Extension Set
With Negative Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Zweilumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL051-T2L-NG

92 (ml/min)	45 psi	0.58 ml
46 (ml/min)	10.50 gr	0.29 ml



TİVA
Double Lumen T Extension Set
With Neutral Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Zweilumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL051-T2L-NEUT

106 (ml/min)	100 psi	0.58 ml
53 (ml/min)	10.23 gr	0.29 ml



TİVA
Double Lumen T Extension Set
With Positive Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Zweilumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL051-T2L-P

106 (ml/min)	30 psi	0.58 ml
53 (ml/min)	10.72 gr	0.29 ml



Triple Lumen T
Extension Set



TİVA
Triple Lumen T Extension Set
With Negative Needlefree Valve

Verlängerungsleitung Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Negativ

ODEL050-3LNG

135 (ml/min)	45 psi	0.675 ml
45(ml/min)	10.7 gr	0.225 ml



TİVA
Triple Lumen T Extension Set
With Neutral Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Neutral

ODEL050-T3L-NEUT

110 (ml/min)	100 psi	0.38 ml
36.6(ml/min)	13.48 gr	0.12 ml



TİVA
Triple Lumen T Extension Set
With Positive Needlefree Valve

T-Verlängerungsset Dreilumig Mit Nadelfreiem Ventil Positiv

ODEL050-T3L-P

110 (ml/min)	30 psi	0.38 ml
36.6(ml/min)	14.15 gr	0.12 ml





Negative Needlefree
Injection Valve

Nadelfreies Injektionsventil Negativer Fluss

OV001-NG

360 (ml/min)	30 psi	0.09 ml
-	1.725	-



Neutral Needlefree
Injection Valve

Nadelfreies Injektionsventil Neutral Fluss

OV001-NEUT

550 (ml/min)	45 psi	0.09 ml
-	1.573 gr	-



Positive Needlefree
Injection Valve

Nadelfreies Injektionsventil Positiver Fluss

OV001-P

360 (ml/min)	30 psi	0.19 ml
-	1.845 gr	-




Vial
Adapter



Vial Adapter
Negative Pressure

Fläschchen-Adapter Negativdruck

OVA004-NG






Vial Adapter
Neutral Pressure

Fläschchen-Adapter Neutraldruck

OVA004-NEUT






Vial Adapter
Positive Pressure

Fläschchen-Adapterdruck Positivdruck

OVA004-P





Bag Spike
Needlefree Injection Valve



Bag Spike With Negative
Needlefree Injection Valve

Bag Spike Mit Negativem Nadelfreiem Injektionsventil

BS001-NG

200 (ml/min)	45 psi	0.45 ml
-	5.30 gr	-



Bag Spike With Neutral
Needlefree Injection Valve

Bag Spike Mit Neutralem Nadelfreien Injektionsventil

BS001-NEUT

160 (ml/min)	100 psi	0.45 ml
-	5.05 gr	-



Bag Spike With Positive
Needlefree Injection Valve

Bag Spike Mit Positivem Nadelfreiem Injektionsventil


BS001-P

160 (ml/min)	30 psi	0.45 ml
-	5.37 gr	-



3-Way Stopcock

Needlefree Injection Valve



3-Way Stopcock With
Negative Needlefree Injection Valve

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Negativ

S001-NG

200 (ml/min)	45 psi	0.13 ml
200 (ml/min)	7.05 gr	0.13 ml



3-Way Stopcock With
Neutral Needlefree Injection Valve

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Neutral

S001-NEUT

160 (ml/min)	100 psi	0.13 ml
160 (ml/min)	6.75 gr	0.13 ml



3-Way Stopcock With
PositiveNeedlefree Injection Valve

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Positiv

S001-P

160 (ml/min)	30 psi	0.13 ml
160 (ml/min)	7.25 gr	0.13 ml



3-Way Stopcock

Needlefree Injection Valve Extension Set



3-Way Stopcock With Negative

Needlefree Injection Valve Extension Set

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Negativ

ODEL051-SNG

200 (ml/min) | 45 psi | 0.5 ml

100 (ml/min) | 8.60 gr | 0.5 ml



3-Way Stopcock With Neutral

Needlefree Injection Valve Extension Set

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Neutral

ODEL051-SNEUT

100 (ml/min) | 100 psi | 0.5 ml

100 (ml/min) | 8.30 gr | 0.5 ml



3-Way Stopcock With Positive

Needlefree Injection Valve Extension Set

3-Wege-Hahn Mit Nadelfreiem Injektionsventil Positiv

ODEL051-SP

160 (ml/min) | 30 psi | 0.5 ml

100 (ml/min) | 8.80 gr | 0.5 ml



Disinfection
Cap

Desınfektıonskappe

DC001

1.10 gr





The disinfectant cover is a disposable disinfection product that contains a high liquid absorption sponge impregnated with 70% Isopropyl Alcohol (IPA) for wipeable needle-free valves, protecting patients from infection.

Product Features

- Seal Protective Film
- Sponge
- 70% isopropanol
- Protective Cap shell

Es handelt sich um ein Einweg-Desinfektionsprodukt, das Patienten vor Infektionen schützt und einen Schwamm mit hoher Flüssigkeitsaufnahme Fähigkeit enthält, der mit 70%igem Isopropylalkohol (IPA) für abwischbare nadellose Ventile imprägniert ist.

Produkt-Spezifikationen

- Siegel-Schutzfolie
- Schwamm
- 70% Isopropanol
- Schutzabdeckung Schale

Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

Center:
Mutlukent Mh. 1988 Cd. No:12
06800 - Çankaya/Ankara, Türkiye

Factory:
Malıköy Anadolu OSB Mh. 30 Ağustos Cd. No:4
06909 - Sincan/Ankara, Türkiye

T. +90 312 219 5033/32
F. +90 312 219 50 73
E. info@oncosem.com

www.oncosem.com



SAPACO 2000
47 Aurel Baesu, sector 1, Bucuresti

- Consultanta
- Livrare consumbile si echipamente
- Instalare echipamente
- Instruire personal utilizator
- Intretinere
- Service in garantie si post-garantie
- Reparatii
- Validari IQ/OQ/PQ

Website: www.laborator-expert.ro / e-mail: office@sapaco2000.ro

Tel. / fax: +4.031.805.99.82 / 83 / 84 / 85

Trust in Every Drop

oncosem



Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

Center:
Mutlukent Mh. 1988 Cd. No:12
06800 - Çankaya/Ankara, Türkiye

Factory:
Malıköy Anadolu OSB Mh. 30 Ağustos Cd. No:4
06909 - Sincan/Ankara, Türkiye

T. +90 312 219 5033/32
F. +90 312 219 50 73
E. info@oncosem.com

www.oncosem.com