TEC 2900

Statia de includere tesuturi

Caracteristici tehnice

TEC 2900-1 Consola principala (modul includere)
Dimensiuni: W60xD65xH46 cm
Greutate: 30 kg
Capacitatea rezervorului (parafină lichidă): 6 Lt
Tăvi pentru casete/matrite capacitate 1,8 lb
Programare: zilele și orele de lucru pot fi setate pentru activarea / dezactivarea automată săptămânală / zilnică
Iluminare: bandă dublă LED lumină-albastra anti-orbire
Temperaturi de lucru: temperatura ambiantă la 80 ° C
Spot rece: până la supermega;casete Temperaturi - 1 0 °C
Accesorii incluse: pedală pentru debit parafina Alimentare nominală: 220 V / 50Hz sau 110 V / 60Hz
Putere maximă : 1000V / A

CERTIFICARI
CE-IVD

Pentru informații actualizate, consultați datele de pe instrument

TEC 2900-2 Crioconsola (modul placa rece)
Dimensiuni: W41xD63xH44 cm
Greutate: 24 kg
Capacitate: cca 80 casete dimensiuni standard
Temperaturi de lucru:: de la ambient la –20° C Accesorii incluse: capac plexiglas
Alimentare nominală:: 220 V/50 Hz or 110 V/60 Hz
Putere maximă: 200 V/A

TEC2900-4 Consol termica cu podea dubla (modul placa calda)
Dimensiuni: W41xD63xH44 cm
Greutate: 9 kg
Bazin superior detasabil : 320x205x100 mm ~ 5,5 Lt de parafina
Bazin inferior detasabil : 330x330x50 mm ~ 3 Lt de parafina
Temperaturi de lucru:: de la ambient la 75° C (doua controale)
Alimentare nominală: 220 V/50 Hz sau 110 V/60 Hz

Putere maximă: 600 V/A



Gama larga de accesorii si consumabile la cerere

Distributed by

Histo-Line Laboratories

Viale G. di Vittorio, 30
20090 Pantigliate (MI)
ITALY
Tel. +39 0255230061
Fax +39 0255213764
histoline@histoline.com
www.histoline.com

Histo-Line Laboratories

Solutii inovatoare in stiintele vietii

Your partner in Histology

TEC 2900

Statia de includere tesuturi




CE IVD

TEC 2900

Statia de includere tesuturi

Consola principala


Modul de dozare parafina cu capacitatea de 6 litri parafina
Suprafata de lucru incalzita mare si capacitate de depozitare atat pentru casete cat si pentru matrite



Poate fi setata sa incalzeasca automat de luni pana duminica la orele cerute de utilizator. Panoul de afisaj permite operarea rapida, confortabila. Noi functii: ora de oprire setata conform cerintei utilizatorului

Suprafata de lucru incalzita mare permite scurgerea excesului de parafina in in doua tavi mari pentru reziduuri si permite procesarea mai multor casete in acelasi timp

Spotul rece poate gazdui casete atat mici cat si mari. Permite racirea rapida a parafinei si orientarea precisa a specimenului. Gama de temperatura este de la temperatura camerei pana la -10 ºC



Conceptie unica cu senzori de temperatura cu microprocesor, fiecare consola care maximizeaza utilizarea spatiului, statii de lucru multifunctionale. Aparatul este prevazut cu o carcasa rezistenta.



TEC2900

Tissue Embedding Center

Crioconsola




Crioconsola este compusa dintr-o suprafata de lucru racita cu compresor pentru racirea rapida a blocurilor de parafina



Aparat de sine statator. Poate fi azezat langa microtom, dupa modul de lucru al operatorului. s-a utilizat un design nou pentru a asigura cea mai buna performanta de stabilitate a racirii.

Consola termica (podea dubla)



Structura compusa din doua zone de lucru independente incalzite, in camera de sus este locată o cavitate detașabilă pentru a pune casete sau matrite



Camera de jos este utilizata pentru a mentine specimenele de tesutin casetele lor individuale la temperatura adesvata in timp ce se asteapta includerea.