

Réf: A13427 LOTION MAINS ANTIMICROBIENNE INODORE 5L KING




Nettoie et assainit vos mains sans odeur résiduelle.
Idéal pour les sanitaires publics.
Testé sous contrôle dermatologique.
Action anti-microbienne:
Bactéricide (5mn à 20°c): **EN 1040**, NF T72-170 spectre 4 en condition de saleté
Fongicide (5mn à 20°c) : Selon **EN 1275** actif sur Candida albicans.
Lavage hygiènique des mains: Conforme à la norme **EN 1499** 5ml 30 secondes (5 pressions pour un appareil réglé sur 1 ml 3 pressions pour un appareil réglé sur 2ml).
Inodore, sans alcool et sans Paraben.

DONNEES TECHNIQUES

pH : 6 ± 0.5

MODE D'EMPLOI

Sur mains mouillées, appliquer la dose de Lotion Bactéricide en fonction de l'action souhaitée.
Frotter soigneusement mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux et pourtour des ongles pendant 30 secondes selon la procédure de friction standard. Rincer abondamment à l'eau. Sécher avec un essuie-mains à usage unique.
L'action à chaque étape est répétée cinq fois avant de passer à l'étape suivante. A la fin de l'étape 6, recommencer la succession des mêmes étapes de manière appropriée jusqu'à ce que le temps de lavage spécifié soit terminé.
Étape 1: Paume contre paume. Étape 2: Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite. Étape 3: Paume contre paume avec les doigts entrecroisés. Étape 4: Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. Étape 5: Friction en rotation du pouce enchâssé dans la paume gauche et vice versa. Étape 6: Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa.
Utilisable dans les distributeurs de savon rechargeables: Réf. A13474 / A13550.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L. Carton de 4 unités. Palettisation : 128 unités - 32 cartons.

LEGISLATION

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

S.I.C.O.
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ
PRODUITS AÉROSOLS ET LIQUIDES

577, rue du Pommarin BP 16
38341 VOREPPE - FRANCE
Tel.: +33 (0)4 76 50 85 50 / Fax : +33(0)4 76 50 85 67
sico.commercial@sico.net / www.sico.net

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 Euros / R.C. GRENOBLE 57 B 150 / SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z / N° TVA CEE : FR 71 697 320 539 / BNP PARIBAS - BIC : BNPAFRPPAAE / IBAN : FR76 3000 40061700 0233 2721780

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 10/07/2018 Indice 2.2