


Culle Pediatriche
Cradles

SL2110
SL2100

Culla Pediatrica altezza variabile con Trend e contro-Trend
Culla Pediatrica altezza fissa con Trend e contro-Trend

Cradles, adjustable height with Trend and reverse-Trend
Cradles, fixed height with Trend and reverse-Trend

GIVAS
health human comfort

SL2110


Culla Pediatrica altezza variabile con Trend e contro-Trend
Cradle adjustable height with Trend and reverse-Trend




Colore struttura standard Grigio Ghiaia 7032, altre colorazioni su richiesta con quantità minima di 10 pz

Standard colour for structure Grigio Ghiaia 7032, others colours upon request, minimum quantity 10 pcs


Dimensioni / *Dimensions*



Movimentazioni / *Movements*



Trend e contro-Trend
Trend and reverse-Trend



Altezza variabile / *Adjustable height*

Il Dettaglio della Sicurezza

Culla su carrello ad altezza variabile con comando di alzata mediante molla a gas. Basamento del carrello a "X" per ottimizzare la stabilità della culla e permettere l'avvicinamento al letto, fissato su colonna centrale e completo di ruote gemellate di cui due con freno. Colonna elevabile in estruso di alluminio di grande dimensione per garantire maggiore stabilità con comando di elevazione bilaterale. Il sistema di supporto basculante della vasca culla regolabile millimetricamente, consente una posizione piana, una di Trend (-13°) ed una di contro-Trend (13°). La vasca è realizzata in materiale atossico trasparente termoformato, completa di porta etichetta frontale e di fori di aerazione sul fondo. Il basamento può essere dotato di vaschetta aperta porta indumenti.

Safety in Detail

Height adjustable cot through gas spring control.
"X" shaped basement in order to increase the stability and to place the cot as closer as possible to the hospital beds.
Fixed to the central column equipped with twins wheels, two with brake. Column made of extruded aluminium.
Swinging support system with absolute precision adjustment that allows Trendelenburg of -13° and reverse-Trendelenburg of 13°.
Basin made of non-toxic material, transparent and thermoshaped, provided with place for label and holes at the bottom for air circulation. Can be provided with box for clothes or personal belongings.

SL2100


Culla Pediatrica altezza fissa con Trend e contro-Trend
Cradle fixed height with Trend and reverse-Trend




Colore struttura standard Grigio Ghiaia 7032, altre colorazioni su richiesta con quantità minima di 10 pz

Standard colour for structure Grigio Ghiaia 7032, others colours upon request, minimum quantity 10 pcs

Dimensioni / *Dimensions*



Movimentazioni / *Movements*



Contro-Trend / *Reverse-Trend*

L'Ergonomia della Semplicità

Culla basculante per neonati realizzata in struttura di acciaio tubolare verniciato a polveri epossidiche. La vasca è in policarbonato termoformato atossico e infrangibile, la cui trasparenza consente il monitoraggio del bambino, mentre la forma arrotondata ha lo scopo di garantire la sicurezza del neonato e una facile sanificazione da parte dell'operatore, completa di fori sul fondo per lo scarico e una perfetta aerazione, dotata inoltre di porta etichetta nella parte frontale. Il carrello su ruote gemellate, di cui due con freno, è dotato di sistema di supporto basculante della vasca culla per l'esposizione del neonato e consente una posizione piana, una di Trend (-13°) ed una di contro-Trend (13°), tramite rotazione della vasca. È possibile applicare una vaschetta inferiore porta indumenti.

Ergonomics means Simplicity

Swinging cradle with structure made of tubular steel painted with epoxy powders. The basin is made of non-toxic material.
It is also transparent in order to monitor the baby.
Equipped with holes at the bottom for air circulation and label support. The basement has twins wheels, two with brake and a basket for clothes and personal belongings.
It allows a movement of Trendelenburg -13° and reverse-Trendelenburg 13° (by revolving the basin).

Personalizzazione

Le culle pediatriche **SL2110** e **SL2100** possono essere personalizzate abbinandole alle finiture dell'ambiente.

Personalization

The cradles can be personalized matching with furnishing.



Grigio Ghiaia 7032



Giallo Zinco 1018



Giallo Melone 1028



Verde Biancastro 6019



Blu Luce 5012



Rosa Chiaro 3015



*Agrumi 1018-1028**



*Menta 6018-6019**



*Fiore 1018-6019**

* Colorazione disponibile solo per SL2110 - La rappresentazione dei colori RAL riportata, è da considerarsi approssimativa, causata dalla differenza della rappresentazione di stampa. Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori RAL originale.
** Colours available only for SL2110 - The colours above are approximate; for correct view, we suggest you to look up the original RAL colour card.*

GIVAS health human comfort

Certificata - Certification:

GIVAS srl - Arredi per Ospedali e Comunità - Hospital and Community Equipments

I - 35020 SAONARA Z.A.I. (PD) - Viale Veneto, 2 - Tel. +39 049 8790199 - Fax +39 049 8790711
E-mail: info@givas.it - **Web:** www.givas.it - **Cod. Fisc. e Part. IVA:** IT01498810280

L'Azienda si riserva di apportare modiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente.
The firm reserve the right to make modications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

Grafica Uff. Marketing GIVAS - *GIVAS-Culle SL2110-2100 2012*

CAT. 080 - edizione 12/2012