
PEDIATRIA

LETTINO PEDIATRICO



GIVAS srl

Lettino pediatrico altezza variabile

SL6000 *Pediatric bed adjustable height*

Il letto pediatrico GIVAS è caratterizzato dalle movimentazioni elettriche eseguite tramite pulsantiera che permette la regolazione dell'altezza del piano rete, le movimentazioni di Trendelenburg e Controtrendelenburg e l'inclinazione dello schienale. L'articolo è corredato di una batteria tampone e da un sistema rapido di abbassamento dello schienale (CPR).


Il piano rete è realizzato in HPL radiotrasparente a due sezioni dotato di fori di aerazione. Lo schienale rototraslabile è dotato di dispositivo di sicurezza onde prevenire possibili schiacciamenti da parte dell'ospite. La struttura è realizzata con profili di acciaio verniciato a polveri epossidiche, il basamento è provvisto di un carter di copertura in ABS che protegge gli organi meccanici di sollevamento e il sistema di frenatura. Le sponde di contenimento laterali realizzate in policarbonato antiurto scorrono in senso verticale tramite guide frizionate con blocco di sicurezza centrale a pressione. La testiera e pediera sono asportabili e realizzate in profilo tondo di acciaio con pannello interno in plexiglass antiurto.

La movimentazione in altezza del piano rete avviene tramite attuatori elettrici con un range da 634 mm ad un massimo di 911 mm; sempre tramite pulsantiera si esegue la movimentazione di Trendelenburg con inclinazione fino a 13° e Controtrendelenburg 6,5°.
La pulsantiera è mobile ed è dotata di chiave magnetica per il blocco dei comandi.

The pediatric bed is characterized by electric movements done through a remote control which adjusts the bed height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg and the backrest inclination. The bed is equipped with a battery and quick backrest lowering (CPR).

The bed base is made of radiotransparent HPL, two sections equipped with aeration holes and safety system to prevent crushing of patient or nurses. The structure is composed by steel profiles varnished with epoxy powders; the basement is equipped with a covering carter made of ABS to protect rising movers and the brake system. The containing side rails are made of shock proof polycarbonate, and they slide down through amortized guides with a central safety block system. The head/foot panels are detachable and they are made of rounded steel profile with panels made of shock proof plexiglass.

The adjustable height of the bed is regulated through electrics actuators, from a mimimum height of 634 mm and a maximum of 911 mm; the adjustment of Trendelenburg movement is made through remote control, and the inclination degrees are the following: 13° for Trendelenburg and 6,5° for reverse Trendelenburg.
The remote control is movable and it is equipped with magnetic key to lock commands.






Leva sblocco schienale
Backrest unblocking lever





Pulsante sblocco sponda
Push button unblocking side rail


Sponde scorrevoli / *Sliding side rails*





Testiera/Pediera asportabile / *Detachable head/foot panel*

Ruote paracolpi / *Bumpers*





Portacoperte
Blankets holder



Altezza massima 92 cm
Maximum height 92 cm



Altezza minima 63 cm
Minimum height 63 cm



Trendelenburg 13°



Controtrendelenburg 6.5°

EQUIPAGGIAMENTO / *EQUIPMENT*

LETTINO / *BED*

SL6000	Piano rete laminato 2 sezioni *Bed base made of laminate 2 sections*	☒
	Sblocco schienale / *Backrest unblocking*	☒
	Pulsantiera libera con inibitore *Movable remote control with blocking system*	☒
	Batteria di emergenza / *Emergency battery*	☒
	Sponde di contenimento / *Containing side rails*	☒
	Testiera/Pediera / *Head/foot panels*	☒

RUOTE / *WHEELS*

RS3043	Monoruota Ø 125 mm / *Mono wheel Ø 125 mm*	☐
RS4043	Monoruota Ø 125 mm antistatica *Antistatic mono wheel Ø 125 mm*	☐
RS5045	Gemellata Ø 125 mm / *Twin wheel Ø 125 mm*	☐
RS6045	Gemellata Ø 125 mm antistatica *Antistatic twin wheel Ø 125 mm*	☐

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

LH1600	Materassino Antistatico / *Antistatic mattress*	○
RS0055	Supporto per Asta Flebo/Bombola *Support for I.V. stand/oxygen cylinder*	◇
BT0060	Asta Flebo / *I.V. stand*	○
RS0146	Portabombola / *Oxygen cylinder holder*	○

☒ DI SERIE *CURRENT*
☐ OBBLIGATORIO A SCELTA *COMPULSORY BY CHOICE*
◇ OPZIONALE ASSEMBLATO *OPTIONAL ASSEMBLED*
○ OPZIONALE COLLOCABILE *OPTIONAL PLACED*

Dimensioni / *Dimensions* L 156 / P 84 / H 63-91
Dispositivo Medico in Classe 1 - Direttiva 93/42CEE / *Medical Device Class 1 - Directive 93/42CEE*



ciellecomunicazione.it - centrooffset master

GIVAS srl
35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
http://www.givas.it
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

qcb ISO 9001:2008 organizzazione certificata SINCERT

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

CAT 059 - edizione 05/2010